

Vzet

Vortex Technology

NO ES REVOLUCIÓN.
ES UN NUEVO CONCEPTO
DE ULTRASONIDO



Ultrasonido sin consumibles

Sistema de autoenfriamiento

Sesiones más rápidas con menos dolor

V-ZET

Es un nuevo concepto de ultrasonido con tecnología exclusiva Vortex. Produce un calentamiento volumétrico en forma de vórtice generando una entrega de energía constante, con mayor efectividad y resultados increíbles.

Matemáticamente, un área representa la perfección de un espiral y está presente en el movimiento de las estrellas y en toda la naturaleza, este es el poder de VORTEX

¿Cómo funciona Vzeta?

Ultrasonido de alta intensidad con la exclusiva tecnología Vortex, que induce una acción termocoagulante en las capas cutánea y subcutánea de la piel.

- Induce la **formación de colágeno** gradualmente durante varios meses para el proceso de reparación de tejidos
- Con funciones ajustables como intensidad, tiempo y el intervalo de activación, el tratamiento se vuelve más rápido y con menos dolor
- Debido al diseño único de los aplicadores, es posible realizar **una operación detallada, llegando a áreas más pequeñas y delicado.**




Ultrasonido sin consumibles


Sesiones más rápidas con menos dolor

Sistema de autoenfriamiento

Pieza de mano



Efecto Térmico



- La energía ultrasónica se envía al área fuera de foco extremadamente rápido
- El punto de calentamiento se forma y se propaga en un área pequeña
- Debido a la intensa entrega de energía y controlado en el área objetivo el proceso de neocolagénesis se inicia a través de mecanismo de reparación de tejidos





Vortex Zone Technology


Difusión Vortex: Calefacción central a la periferia - dispersión de energía con mayor precisión en la capa objetivo, alcanzando una área más grande

Modo A

Reposicionamiento y retracción de la piel

Modo B

Reposicionamiento y retracción de la piel + lipólisis



Sus **manípulo** de 2 MHz se pueden utilizar tanto en la cara como en el cuerpo.

Tu sistema de autoenfriamiento permite el uso extendido sin pérdida de rendimiento

Manípulo permite anatómico el tratamiento de las zonas más pequeñas y más delicadas



Operación estable a Tecnología Patentada


Al adoptar un método de **autoenfriamiento**, Autoenfriamiento, Vzeta no requiere ningún tipo de **consumible**

Sistema patentado de refrigeración:

- Más poder
- Menos dolor
- No se necesitan consumibles

Indicaciones

Papada • Lifting • Tensado • Celulitis • Contorno facial • Flacidez corporal • Lipólisis



Áreas de tratamiento

Facial:

- Cara completa
- Subentrada
- Cuello
- Escote (área del pecho)

Corporal:

- Abdomen
- Flancos
- Rodilla
- Brazo
- Muslo

Resultados

Facial



Antes

Después de una sesión



Antes

Después de una sesión



Antes

Después de una sesión



Antes

Después de una sesión

Especificaciones técnicas

Frecuencia	50/60Hz
Potencia de entrada	200 VA
Voltaje	120V
Peso	10Kg unit / 9kg trolley