


ULTRAFORMER III

Ultrasonido enfocado MultiFunción de alta intensidad



Línea de tiempo de la tecnología HIFU



The record

More than
5,000
Installed



More than **3,000** / month
In a year, More than **36,000**



at least **1,440,000**
are choosing ULTRAFORMER III for a year
(Based on 500 shots / treatment)



Ventajas del ULTRAFORMERIII


1. Sistema de Potencia Dual Fuerte



La potencia de pico más alta por dual fuerte de la placa.


- 1) Menos dolor
- 2) Mejor eficacia
- 3) Mayor potencia
 - 1.5 J / Facial
 - 3.0 J / Cuerpo

Peak Power
(Punta de la potencia)



Ventajas del ULTRAFORMER III

2. Mecanismo del Pieza de Mano



1) Delgado

- Mejor accesibilidad
- Mejor visibilidad


2) Velocidad y tiro estable.

- 5mins / 300 tiros.

| Comparison | | ULTRAFORMER III |
|----------------|---------------------|----------------------------------|
| Treatment Time | 1 shot | 0.85 sec |
| | Full face 300 shots | 5min |
| | Full face 500 shots | 8min |
| Cartridge Type | | 1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.5mm |
| Hand-Piece | | 2 |


Ventajas del ULTRAFORMERIII

3. Económicos



20.000 tiros por cartucho
(1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm)


*SMAS = Sistema Musculo-Aponeurótico Superficial



30.000 tiros por cartucho
(6.0mm, 9.0mm, 13.0mm)


Ventajas del ULTRAFORMERIII

3. Económicos



Ventajas del ULTRAFORMERIII

4. Variedades de Cartuchos



Ventajas del ULTRAFORMERIII

4. Variedades de Cartuchos

FACE Cartridge
1.5mm / MF 2mm / 3.0mm / 4.5mm



20,000 shots

BODY Cartridge
MF 6mm / MF 9 mm / MF 13mm



30,000 shots

Ventajas del ULTRAFORMER III

5. GUI Amigable para el Usuario Final

The screenshot displays the ULTRAFORMER III user interface. On the left, there are two panels showing the device with a cartridge labeled 'L7-3.0'. The top of these panels shows 'Current 12000' and 'Remain 12000'. Below the device images, there are controls for 'Pitch 0.5 mm' and 'Length 25 mm', each with a dropdown arrow and an up/down arrow. A large '1.0J' is displayed in the center, flanked by a downward and an upward arrow. To the right of '1.0J' is a 'Repeat' button and a settings gear icon. Below these are 'M1' and 'M2' buttons. A 'START' button is prominently displayed in the bottom center. To its right is a timer set to '8000' and a 'Total Used 12345' indicator. On the far left, there is a 'Shot count information' button with an 'i' icon. On the right side of the interface, there is a 'Shot count information' table and a 'RESET' button.

| Cartridge | Shot count |
|------------|------------|
| L4 - 4.5 | 1200 |
| L7-3.0 | 800 |
| L7-1.5 | 600 |
| Total shot | 600 |

Conveniente GUI

- Visualización simple y fácil.
- Pantalla de información con el conteo de tiros

Ventajas del ULTRAFORMERIII

6. Diseño Innovado




- 1) Almacenamiento para cartuchos.
- 2) 2 hand-pieces
- Al tener 2 hand-pieces se facilita el tratamiento y no requiere un cambio a menudo de cartuchos durante el tratamiento.

Ventajas del ULTRAFORMERIII


7. Primer cartucho mundial de 2mm

Más delgado.

Primer cartucho mundial MF2 con 5.5MHz y 2mm de profundidad.



Aplicación de ULTRAFORMER III – Facial



Aplicación de ULTRAFORMER III – Corporal

