



FDA CE 0482

GSD®  
Global Skin Dermatologist

# Eximal Mini

Nueva Generación de Excimer 308nm

- Vitiligo
- Psoriasis
- Eczema
- Dermatitis



Restore • Revive • Reborn

## Eximal Mini, El Nuevo Estándar

Eximal Mini es la última generación de Excimer UV-light. Su única longitud de onda es emitida usando iluminación XeCl para inducir la apoptosis de las células T y mejorar la síntesis del pigmento.

Se considera el estándar de oro para tratar el vitiligo y la psoriasis debido a su alta eficacia, el corto periodo del tratamiento y la menor cantidad de reacciones adversas. Como opción altamente rentable, Eximal Mini ofrece una nueva opción para los dermatólogos.

GSD ha desarrollado 4 generaciones de Excimer 308 desde 2006, con una participación de mercado del 75% en Asia y millones de tratamientos clínicos en hospitales. Hoy Eximal Mini se ha convertido en un diseño compacto y fácil de transportar.

### Beneficios

- **Lámpara Alemana.**  
La lámpara alemana de alta calidad garantiza que no se atenúe la energía para mantener resultados óptimos y estables.
- **Alto ROI. Sin Consumibles**  
Al no tener consumibles ofrece un rápido retorno de inversión. Su lámpara ofrece 500 horas de vida estable y continua.
- **Reemplazo bajo garantía**  
Si ocurre algún mal funcionamiento debido al material o error de fabricación el equipo es reemplazo sin costo adicional.



## Resultados efectivos



Antes



Después



Antes



Después

## Especificaciones Técnicas

### Eximal Mini

Fuente	Luz Excimer
Longitud Onda	308nm±2nm
Tiempo Irradiación	1-140s
Salida Energía	30-4200mj
Tamaño Spot	4cm*4cm
Peso	1.7Kg

Distribuidor Exclusivo

**Profimédica**

@profimédica (0412) 287.0477

www.profimedicave.com