

La Nueva Propuesta Integral

# HydraNeo

Conozca **HydraNeo**. Un innovador sistema que libera los súper poderes naturales de la piel

Ofrezca tratamientos integrales a nivel facial combinando 4 poderosas tecnologías:

## Oxyneo

Limpia y Revitalise



## Aqua Peel

Limpieza Profunda, Exfolia e Hidrata



## Ultrasonido

Introduce Ingredientes Activos



## RF Bipolar

Estimula Regeneración de Colageno



## 4 TECNOLOGÍAS PODEROSAS.

La combinación ideal para una sinergia integral en servicios fáciles. Limpia, exfolia, balancea humedad y aceite, ilumina, levanta y tensa la piel.



## SILENCIOSO Y ESTABLE

Ventilador y bomba de agua con amortiguadores sonoros para una operación silenciosa, de máximo solo 50DB.



## MULTI APLICACIÓN. CUALQUIER FOTOTIPO

Puede ser ampliamente utilizado para poros, piel áspera, hiperpigmentación, piel opaca o irregular, piel grasa y seca, piel flácida y líneas finas. Todo tipo de pieles, incluidas las grasas, secas y mixtas.



## RENTABLE Y EFECTIVO.

Tratamientos faciales de alta demanda sin tiempos de recuperación. Mejoras notables en la absorción de productos. Su detector de presión y limitador de control de flujo prolongan la vida de las soluciones



# La Nueva Propuesta Integral

# HydraNeo

Renueva y rejuvenece  
Suaviza líneas finas y arrugas.  
Tensa la piel laxa  
Mejora el tono y textura de la piel

## OXYGENEO

Solución de alta concentración de burbujas compuestas por aminoácidos y CO2. Penetran en la piel profundamente, para revitalizar y suavizar las cutículas, aumentando el flujo sanguíneo y metabolismo.



## ULTRASONIDO

El ultrasonido de alta frecuencia abre los canales micro de la piel al mismo tiempo que ioniza el suero, asegurando que los nutrientes puedan ser rápidamente inducidos a la piel y absorbidos por la capa profunda de la piel. Además, sus efectos térmicos activan la actividad celular y aceleran el metabolismo para lograr el efecto de rejuvenecimiento cutáneo.



## RADIO FRECUENCIA DUEPOLE®

La Radiofrecuencia de 448kHz libera energía térmica en la dermis facial, provocando una contracción del tejido fibroso y estimulando la regeneración y reconstrucción del colágeno para lograr tensado y un efecto antiarrugas inmediato, así como regenerativo por meses.



## AQUA PEEL®

Sistema de Vortex en espiral con puntas AquaPeel®, junto con tecnología de vacío. En combinación con los sueros elimina impurezas y células muertas, balancea hidratación y aceite de la piel, exfolia y mejora textura.



12 puntas reusables de alta calidad en varios tamaños, aplicables para todos los tipos de piel en cualquier área facial.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Aqua Peel Tips	4 puntas x 3 tipos (12 total)
Rango de vacío	Up to 70Kpa
Tipo Radio Frecuencia	DUEPOLE - Bipolar 438kHz
Frecuencia de ultrasonido	1Mhz
Nivel de ruido	Máximo 50DB
Display	10.1 inch Touch Screen
Tamaño	48*38*27cm
Peso neto	12kg

