

Pelvitrone

PELVITRONE utiliza tecnología electromagnética enfocada de alta intensidad para estimular los músculos profundos del suelo pélvico. Durante el tratamiento estos se contraen en respuesta a la estimulación electromagnética produciendo el mismo resultado que haciendo 12000 ejercicios de Kegel.



¿Porque PELVITRONE?



Touch Screen Inteligente

Su diseño ergonómico y pantalla inteligente de acceso directo hacen que sea un tratamiento práctico y libre de estrés.



Compuerta Automática



Tratamiento No Invasivo

La paciente permanece vestida, y es sentada en la silla PELVITRONE durante 30 minutos. Así de simple: sin cirugía, sin altas temperaturas, sin gastos adicionales



Efecto Notable

Puede observar una mejora después de una sola sesión. Los resultados generalmente continuarán mejorar en las próximas semanas.




Sin Dolor, Sin Recuperación

Apenas experimentará un hormigueo y contracciones de los músculos del suelo pélvico durante el tratamiento. Se pueden continuar con las actividades regulares de inmediato.



Clínicamente Probado


Investigaciones científicas han demostrado que 92% de pacientes informaron una mejora significativa en su calidad de vida



PELVITRONE es una excelente opción para mujeres de cualquier edad que desean una solución para problemas urinarios, incontinencia y mejora en su calidad de vida.


¿Los Pacientes Ideales?

- Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE)
- Vejiga hiperactiva
- Hiperplasia prostática
- Fuga de vejiga de leve a moderada
- Recuperación posparto
- Mejora de la musculatura del suelo pélvico
- Envejecimiento corporal y menopausia



- Completamente seco
- Mejoras significativas
- No hubo mejoras o mejoras insignificantes

Se realizaron mediciones urodinámicas en una paciente antes y después de 16 tratamientos



- Antes de usar PELVITRONE, se mide la presión dentro de la vejiga
- Después de usar PELVITRONE, se mide la presión dentro de la vejiga

Datos Técnicos

Voltaje	100V-120V 50/60HZ
Ancho de pulso	200us
Power	1800W
Waveform	Onda bifásica
Frenquency	1-150HZ

Escanea para ver video

