



Láser Holmiun

Ho:YAG 80Watts

LLEVE SU PRÁCTICA A OTRO NIVEL

Acceda a la plataforma Holmiun multidisciplinaria de mayor rentabilidad en el mercado.

Ofrezca servicios clínicos de alta gama, crezca en su profesión y recupere rápido su inversión.

- ✓ Servicio técnico
- ✓ Financiamiento
- ✓ Garantía extendida



Robusto y confiable.



Más liviano y transportable.




Miles de unidades vendidas.




Rápido retorno de inversión.




Automodos de Fragmentación, Popcorn, Dusting y HoLEP



HoLEP



Litotricia



Tumores



CALIDAD SUPERIOR

Sus componentes principales son fabricados en Alemania y USA, utilizando los estándares más altos disponibles.

Dual Cavity®

Posee dos cavidades láser como respaldo, selladas contra elementos externos que prolongan la vida hasta el doble que otros fabricantes.



Diseño altamente silencioso para una cirugía más cómoda a bajos decibeles.



RÁPIDO

La energía del monopulso alcanza 4.5J y la repetición 40Hz, lo que acorta el tiempo de cirugía.



INTELIGENTE

Pantalla táctil a color con programas automáticos de gran tamaño, con memoria y fácil programación.



HoLEP

Su tecnología combinada de alto rendimiento junto con el ancho de pulso variable, hacen que los procedimientos HoLEP (enucleación de próstata) sean mucho más seguros y eficientes en tratamientos de BPH. Potent se está posicionando como la opción de preferencia para realizar HoLEP cada vez en más países.



DUSTING ultra eficiente

El potente modo utiliza un ancho de pulso extremadamente largo para realizar una ablación suave de cálculos con retropulsión limitada, lo que evita la necesidad de recuperar fragmentos con una cesta.



Fabricante Líder Mundial

Potent es un fabricante con presencia en más de 60 países. Su constante crecimiento en investigación y desarrollo por más de 19 años lo han ido posicionando como el láser preferido de los urólogos en cada vez más países, por sus resultados, el costo y su calidad.

