



# Uroflujometro

El Uroflujómetro C de Potent es ideal para mediciones rápidas y fáciles del volumen de orina y tasa de flujo de pacientes. Es fácil de operar, a baterías y contra agua.




## Características

- ✓ Tecnología única de medición asegura medidas precisas
- ✓ Transmisión Inalámbrica maximiza privacidad del paciente y resultados más naturales.
- ✓ Altura graduable para adultos y niños, asegura un entorno más limpio.
- ✓ Reporte incluye: tiempo de espera de micción, tiempo pico, final de micción, taza máxima de flujo, taza media de flujo, pico máximo de salida, salida, tiempo de excreción y tiempo de flujo.



- Reportes en tiempo real de alta calidad a color. Puede personalizarlos con su logo.
- Medidas automáticas de alta precisión, marking, reporte de análisis y edición de reporte de análisis.
- Guardado automático de resultados. Los informes anteriores se pueden recuperar y comparar fácilmente.
- 4 tipos de monogramas.



## Datos Técnicos

- Rango de medición de salida de orina: 0ml - 110ml Error: <0.5%
- Rango de medición de tiempo de micción: 0s a 350s
- Tiempo de espera de micción: 350s
- Rango de medición promedio de flujo urinario: 0ml/s ~ 50ml/s. Error <1%ml/s