

# FRACTAL

Revolutionizing CO2 technology

x3

Multiplataforma



Alto Poder  
40W




RF Metal Tube  
Technology

**AURORA**  
*Discover the new light*




# Presentamos el sistema fractal: Una revolucionaria Tecnología Láser de CO2


El sistema Fractal redefine las posibilidades con más de 100 indicaciones en diversas disciplinas médicas, desde dermatología y cirugía plástica hasta ginecología. Escisión, incisión, ablación, coagulación y rejuvenecimiento de tejidos blandos.




Piel con problemas antes del tratamiento.




El láser fraccionado actúa sobre la piel.



Se producen miles de zonas microtérmicas que activan el rejuvenecimiento de la piel.



Se produce más colágeno durante el rejuvenecimiento



## Tecnología RF Metal Tube

El láser es producido por un avanzado sistema de cavidad RF que garantiza:

- **Menos tiempo de recuperación**  
El daño térmico es uniforme y equilibrado.
- **3 veces más vida útil**  
En comparación con otros láseres de CO2, lo que garantiza muchos años de funcionamiento continuo.
- **Libre de mantenimiento**  
Utiliza refrigeración por aire integrada en lugar de refrigeración por agua.
- **Resultados consistentes**  
La energía es estable durante toda la vida, evitando inconsistencias.

Desde peelings suaves hasta "ablaciones" de alta energía, que estimulan la proliferación de colágeno al tiempo que provocan retracción y estiramiento de la piel.

El haz colimado y de mayor potencia sellan pequeños vasos sanguíneos, disminuyendo el sangrado.

- Mejora el tono y la textura de la piel mediante el rejuvenecimiento de la piel.
- Reduce los efectos del envejecimiento en la piel y el sol.
- Suavizar líneas finas, arrugas y cicatrices quirúrgicas y de acné.

# Plataforma Holística

Cambie fácilmente el modo de trabajo del láser

Estética



Escáner de alta precisión con tecnología de alta velocidad y 7 patrones para rostro, cuerpo o zona íntima.



Amplia capacidad para configurar pulsos y modos.

Quirúrgica



3 piezas de mano para diferentes necesidades quirúrgicas. Desde blefaroplastia de alta precisión, hasta corte de tejido o extirpación de neoplasias.

Íntima



El set vaginal incluye una amplia variedad de accesorios para tratar la zona íntima femenina. Espéculo, reflectores de 90° y 360°.

## Más de 100+ indicaciones clínicas

- Líneas finas y arrugas
- Estrías
- Manchas de la edad
- Cicatrices de acné
- Piel dañada por el sol
- Estrechez vaginal
- Labioplastia
- Fortalecimiento del suelo pélvico
- Incontinencia urinaria
- Rejuvenecimiento de labios menores
- Cicatrices quirúrgicas
- Poros dilatados
- Cicatrices
- Discromía
- Piel fotoenvejecida
- Nevo
- Verrugas



Interfaz de nueva generación

*Ediciones limitadas*



Artic White

Midnight Blue

Black

## Especificaciones técnicas

<b>Wavelength</b>	<b>10.600nm</b>
<b>Output Power:</b>	<b>40W</b>
<b>Focal length of working head:</b>	<b>F=50nm 75nm 100nm</b>
<b>Smoke Exhausting System</b>	<b>Built- in airblow</b>
<b>Cooling System</b>	<b>Aircooling</b>
<b>Dimension</b>	<b>52*68*132cm</b>

