

LEVAGE

Reshaping Laser System

Endolifting Láser de Nueva Generación



FacialContouring™

Es un procedimiento ambulatorio para remodelado facial y corporal, con efectos tensores y de reconfiguración de volúmenes, tratando signos de envejecimiento sin dolor y ambulatorio.



¿Por qué Levage?

- Mínimamente invasivo o sin anestesia
- Resultados instantáneos.
- Un solo tratamiento con efectos a largo plazo.
- No quirúrgico
- Combinable con procedimientos estéticos.

✓ LIFTING CARA Y CUELLO

✓ EMULSIFICA GRASA

✓ REMODELA VOLUMEN

ANTES / DESPUÉS



PIDON

FDA



Profimédica
INNOVANDO EL FUTURO

www.profimedicave.com
@profimédica 04129090462

Ventajas Únicas



Alta Resistencia

Aluminio de alta durabilidad.



Actualizaciones WIFI

Update gratuito al último software.



5 Años Garantía

En el diodo y 3 años la unidad.



Videos Instructivos

Memoria para video archivos.



¿Por qué 1470nm?

La longitud de onda 1470nm ofrece una mayor afinidad por la grasa y el agua que otros láseres, por lo tanto emulsifica la grasa más rápido y con menor energía. Esto resulta en mínimo tiempo de recuperación, indoloro y menor riesgo de daños que otras longitudes de onda láser.

Accesorios



MFF Pieza de mano



Puntas



Kit Lipo



Kit de Aspiración



Fibra 200,400,600

Profimédica

INNOVANDO EL FUTURO



www.profimedicave.com



[profimedica](https://www.instagram.com/profimedica)



04129090462

PICON



Especificaciones

Longitud de onda	1470 nm
Potencia máxima	12W
Ancho de pulso	10-25000 ms/1-25 s
Pantalla/Software	Pantalla táctil vívida de 7 HD/sistema operativo inteligente
Fiber Connection	200 con conector estándar SMA905
Modo de operación	Modo continuo/Modo de pulso
Peso	2KG NW.
Dimensiones	218 nm x 47 nm x 155 nm