



Cistoscopio & Ureteroscopia flexible descartable

El sistema del ureteroscopia/citoscopia flexible de un solo uso Vathin está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades en evolución de los especialistas en urología, lo que brinda una solución too en uno integral para los profesionales de la salud y ofrece una amplia gama de ventajas que hacen que sea la opción ideal para la aplicación clínica. Gracias a estas funciones exclusivas, el sistema garantiza un drenaje más sencillo y una calidad de imagen más clara, lo que permite que los urólogos realicen los procedimientos con la mayor precisión posible.



Succión

Drenaje más simple, imagen más clara. Más fácil de operar con el tubo de succión que se puede rotar.



Rotación horizontal de 90°

Optimiza la visión sin necesidad de ajuste.



Bloqueo de flexión

Más fácil de operar, con mayor precisión en el posicionamiento.



Esqueleto de serpiente remachado

Proporciona flexibilidad y durabilidad para un mejor desempeño. Capacidad de flexión Ureteroscopia: 0-285° Cistoscopia: 0-210°

Resolución máxima: (16:10) -1280 x 800 píxeles

Tipo de pantalla: LCD TFT a color de 12,1"

Ajuste de imagen: forma y brillo, parámetros gamma, saturación RGB

Tipo de batería: iones de litio de 10,8 V y 9000 mAh

Funcionamiento de la batería: más de 6 horas

Transferencia de archivos: Conexión USB: 2 x USB 3.0 Tipo A

Salida de vídeo: HDMI (1920 x 1080p, 60 fps)

Conectividad PACS: Sí (Wi-Fi y LAN)

Duración de la grabación de vídeo: más de 6 horas

Peso: 2,14 kg - **Memoria:** 64G

Requisito de energía eléctrica: 100 V-240 V CA; 47-63HZ; 1,62-0,72A

Dimensiones: An x Al x P 310 mm x 231 mm x 39 mm

Cistoscopio

| Modelo | Longitud de trabajo (mm) | ID de canal de trabajo (mm/Fr) | Diámetro externo de la manguera principal (mm/Fr) | Sección de flexión | Campo de visión | Bloqueo de flexión | Función de succión |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| UCY-SIB00 | 450 | 2/6Fr | 4/12Fr | U210°/D210° | 120°+10% | Azul | Sí |

Ureteroscopia

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|----|----|
| US-S170 | 700 | 1,2/3,6Fr | 2,8/8,4Fr | U285°/D285° | 120°+10% | Sí | Sí |
| US-S2600 | 700 | 1,2/3,6Fr | 2,8/7,5Fr | 7,11Fr | U285°/D285° | 2 | Sí |

